

Station d'isolement modèle « ISO » chambre d'isolement.



16"



Autre configuration

Medic Acces
232 A rue Ste-Paule, St-Jérôme, Québec, Canada J7Z 1A8
Tél.: 450-592-3017 Télécopieur.: 450-592-1921
info@medicacces.com www.medicacces.com

Station d'isolement modèle « ISO » chambre d'isolement.

Station d'isolement modèle « ISO » chambre d'isolement.

Il s'agit d'une station conçue pour le déplacement du matériel nécessaire à la protection du patient, ainsi qu'à celle du personnel et des visiteurs.

La station s'installe dans le corridor et près de la porte d'une chambre d'isolement.

Grâce à son système de quatre roues, la station se déplace facilement d'une chambre à l'autre.

Cette station peut contenir :

Un distributeur de gel antiseptique (celui utilisé dans votre établissement)

Trois boîtes de gants (petit, moyen, grand)

Une boîte de masques

Une boîte d'essuie-tout virocide

Une boîte de papier-mouchoir

Un sac pleine grandeur pour jaquettes propres ou jetables

Une étagère pour un plateau de médicament

Un crochet pour tableau de documents à pince

Une pince à documents de signes vitaux et dosage.

Placé à l'arrière de la station pour sauvegarder la confidentialité.

Inclus à même la station :

Tous les supports.

Une affiche octogonale portant votre logo ainsi qu'un message personnalisé

Une plaquette d'information « isolement » aimantée, à poser sur le cadre de porte de la chambre d'isolement.

La station peut au besoin être personnalisée afin d'accepter toute marque de produits ou différents accessoires.

La station d'isolement modèle « ISO » a été conçue en fonction du très populaire modèle « B ».

Elle prend peu de place, soit 16 po de profondeur, et elle s'appuie facilement au mur du corridor.





JAQUETTES PROPRES
 Étiquette sur le couvercle

Vue arrière



Vue en plongée





Base mobile

- Plaque d'acier avec coins arrondis :
16" x 16" x 1" ; 78 lbs
(40,64cm x 40,64cm x 2,54cm; 35,38kg)
(5,08cm x 5,08cm x 1,27cm)
- Roulettes (4) soudées
- Déplacement de la station sans effort
Application électrostatique de poudre thermoplastique
Cuisson au four à haute température
Fini lustré blanc vitrifié
Résistant à la corrosion et aux impacts

**Denis Sirois
President**

Medic Acces

**232 A Ste-Paule
St-Jérôme, Québec, Canada
J7Z 1A8**

TEL.: 450-592-3017

FAX.: 450-592-1921

Info@medicacces.com

www.medicacces.com

