


Support à lingette virocide. Modèle V01 (Virox)



Support à lingette virocide.
Modèle V01 (Virox)
Distribution par Ile haut.
Sortie de la boîte par le haut.
Grandeur de boîte acceptée,
L 5 X P 5 X H (+)po

Mesure en pouce.
L = De gauche à droite.
(+) = Toute longueur.
P = Profondeur d'en avant en arrière.
H = De bas en haut

Support de produits en fil de fer

Support de produits en fil de fer.

Nos supports sont fabriqués avec du fil de fer robuste qui offre de nombreux avantages.

Avec sa surface minimale, l'accumulation de poussière ou de saleté reste très négligeable.
Le support en fil de fer se nettoie facilement et rapidement à l'aide des produits habituels utilisés pour la désinfection.

Une peinture d'application électrostatique de poudre thermoplastique, une cuisson au four à haute température, un fini émaillé blanc et résistant aux nettoyants corrosifs et aux impacts protègent l'acier contre la corrosion pour des générations à venir.

S'installe sur la plupart des surfaces ou sur nos stations de distribution de produits relevant du secteur de la prévention des infections.

19.00\$ 1 à 12 unités
17.10\$ 12 unités et plus
Livraison et taxes en sus

Medic Acces
232 A rue Ste-Paule, St-Jérôme, Québec, Canada J7Z 1A8
Tél.: 450-592-3017 Télécopieur.: 450-592-1921
info@medicacces.com www.medicacces.com

Medic Acces 